



センターラインを目印に、前転・後転運動の練習導入に適しています。





すべり止め付

T-1670 スロープマット15

¥43,230(税別¥39,300) **10**

●幅90×長さ120×高さ5/15cm●11.6kg●外被:ターポリン、芯材:合成スポンジ●裏面すべり止め付



すべり止め付


T-1671 スロープマット20

¥49,720(税別¥45,200) **11**

●幅90×長さ120×高さ5/20cm●14.2kg●外被:ターポリン、芯材:合成スポンジ●裏面すべり止め付

ロングスロープで楽々前後転、ソフトでへたりにくい二つ折りスロープマット
センターラインとスロープで前転・後転運動の初歩段階の回転がスムーズにできる補助マット

抗菌 防炎 すべり止め



折りたたみ




すべり止め付

T-1673 スロープマット20F

¥62,040(税別¥56,400) **10**

●幅90×長さ180×高さ5/20cm、二つ折り●6.4kg●外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム●裏面すべり止め付



折りたたみ



すべり止め付


T-1672 スロープマット25F

¥64,790(税別¥58,900) **11**

●幅90×長さ180×高さ5/25cm、二つ折り●7.5kg●外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム●裏面すべり止め付

幅50cmの連結式カラーマット
センターライン入りで開脚前後転の初期練習に適しています。

カラー指定 抗菌 連結 すべり止め PETボトル再利用品



開脚前後転の目安になる
センターライン入り

持ち手は安全に配慮した
側面ベルト式

縦方向連結式

裏面すべり止め付

T-2586 抗菌エコ連結ハーフマット


¥35,200(税別¥32,000) **39**

T-2586B青・T-2586G緑・T-2586R赤・T-2586Vオレンジ・T-2586Y黄

●幅50×長さ200×厚さ6cm●7.7kg●外被:ペットボトル再生ポリエステル4号抗菌帆布、芯材:合成スポンジ●裏面すべり止め付●縦連結用マジックテープ付

開脚前後転に最適な幅50cmの連結式カラーマット
表面には縫い目がなく糸のほつれを気にせずご使用いただけます。

カラー指定 抗菌 連結 すべり止め PETボトル再利用品



縦方向連結式

裏面すべり止め付

T-1800 エコ連結ハーフすべり止めマット ¥32,560(税別¥29,600) **7**

T-1800B青・T-1800G緑・T-1800R赤・T-1800Vオレンジ

●幅50×長さ200×厚さ5cm●4.5kg●外被:ペットボトル再生ポリエステル4号抗菌帆布、芯材:発泡ポリエチレン積層体(ミラプランクレイヤー)●裏面すべり止め付●縦連結用マジックテープ付